



see what Delta can do™


PACKAGE CONTENTS / CONTENU DE L'EMBALLAGE / CONTENIDO DEL PAQUETE



WALL ANCHORS (SOLD SEPARATELY) / ANCRAGE MURAL (VENDUS SÉPARÉMENT) / ANCLAJE DE PARED (SE VENDEN POR SEPARADO)



REQUIRED TOOLS / OUTILS REQUIS / HERRAMIENTAS NECESARIAS



IMPORTANT SAFETY INFORMATION / INFORMATIONS IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ À LA PAGE 3 / IMPORTANTE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD EN LA PÁGINA 3

Read all instructions and warnings prior to beginning installation of this Grab Bar. Save this instruction booklet for future reference.

⚠ WARNING To reduce the likelihood of injury, thoroughly read and understand all safety information and instructions provided in this instruction booklet. If you are unable to understand any of the safety information and/or installation instructions, contact a professional for assistance before attempting to install.

SAFETY INFORMATION FOR INSTALLATION

⚠ WARNING ELECTRICAL SHOCK HAZARD! CUTTING OR DRILLING INTO ELECTRICAL CORDS OR CABLES CAN CAUSE DEATH, SERIOUS PERSONAL INJURY AND FIRE! ALWAYS make certain area behind mounting surface is free of electrical wires and cables before drilling or installing fasteners. Proper installation is extremely important. If in doubt, installation should be done by a qualified professional.

⚠ WARNING To avoid injury to eyes, wear safety glasses during installation of Grab Bar.

⚠ WARNING To help reduce the likelihood of serious injury, read and comply with all safety information and instructions. Grab Bar may not provide the designed amount of support unless these installation instructions are strictly followed.

- Grab Bar was designed and tested for interior bathroom use. Grab Bars add security for bath and commode areas if attached as instructed. Location, size, and angle of bars should be determined by a qualified professional to provide optimum safety and function. This Grab Bar can be installed in the bathing area. For placement recommendations, please visit our website at www.LibertyHardware.com.
- Both ends **MUST** be secured to a wall stud. If a wall anchor must be used, the safest practice is to have one side of the grab bar attached to a wall stud. Only use DF549 (pictured to the left) or other wall anchor designed for Grab Bar installation.
- At least two (2) of the three (3) screws on each end of the Grab Bar **MUST** go through the wallboard or tile and be tightly secured into the wall stud or wood blocking, unless a wall anchor is used.

SAFETY INFORMATION FOR USE OF GRAB BAR

⚠ WARNING This Grab Bar can provide support and increased stability for an individual weighing up to 500 pounds. Grab Bars are **NOT** designed to support the total weight of an individual. To reduce likelihood of falling or serious injury due to failure of Grab Bar:

- Use Grab Bar for assistance **ONLY**.
- **DO NOT** stand, sit, or step on Grab Bar.
- **DO NOT** use Grab Bar as a step or platform to reach area above the bar.

⚠ WARNING Falls can cause a serious injury. To reduce that risk:

- Grasp the Grab Bar when exiting or entering the bathtub or when sitting down or rising from the commode.
- Use caution on wet tub or floor surfaces. Wet tub or floor surfaces increase the risk of a fall.
- Supervise and/or assist users with limited physical capabilities in bath and commode areas, even when using Grab Bars.
- **DO NOT** use Grab Bar if any looseness is noted. After **ANY** adjustments, repair or service and **BEFORE** use, make sure that all attaching hardware is securely tightened.

CARE AND MAINTENANCE


- Use of mild soap and water **ONLY** is recommended for cleaning.
- Periodically inspect the assist bar for damage or looseness.

BEFORE YOU BEGIN / AVANT DE COMMENCER / ANTES DE EMPEZAR


Remove the Grab Bar and parts from package. Read all safety information on page one and review instruction steps. If concealed screw Grab Bar is used, move cover plates away from mounting plates.

Retirez la Barre d'appui et les pièces de l'emballage. Lisez toutes les consignes de sécurité à la page quatre et examinez les instructions par étapes. Si une Barre d'appui à vis dissimulées est utilisée, déplacez les plaques de recouvrement des plaques de montage.


Saque la Barra de agarre y las piezas del paquete. Lea toda la información de seguridad en la página cuatro y revise los pasos de las instrucciones. Si utiliza un tornillo oculto para la barra de agarre, mueva las placas de la cubierta a un lado de las placas de montaje.



Stud Mounting options include: diagonal, horizontal, and vertical.
 Les options de fixation sur montants incluent : diagonale, horizontale et verticale.
 Las opciones de montaje del montante incluyen: Diagonal, horizontal y vertical.




1
 Locate and mark wall studs in desired mounting area.
 Repérez et marquez les montants muraux dans la zone de montage désirée.
 Localice y marque los montantes de pared en un área de montaje deseada.



2
 Position Grab Bar over stud marks and mark locations for mounting holes. Two (2) of three (3) screws **MUST** be mounted into stud.

Positionnez la Barre d'appui au-dessus des marques de montants et marquez les emplacements des trous de fixation. Deux (2) des trois (3) vis **DOIVENT** être montées sur le montant.


Coloque la barra de agarre sobre las marcas de los montantes y marque las ubicaciones para los agujeros de montaje. Dos (2) de los tres (3) tornillos **DEBEN** estar montados en el montante.



3a
 Drill pilot holes into studs with a 7/64" drill bit. If installing into tile, use 1/4" carbide drill bit.

Percez des avant-trous dans les montants avec un foret de 7/64". Si vous l'installez sur un carrelage, utilisez un foret de carbure de 1/4".


Perfore agujeros guía en los montantes con una broca de 7/64 pulg. Si la va a instalar en azulejo, use una broca de carburo de 1/4 pulg.



3b
 Attach both ends to studs by securely tightening two (2) of the provided screws. **NOTICE:** When installing bath/shower area, apply a bead of silicone sealant on back of mounting flange before inserting and tightening screws, to help prevent water damage.

Fixez les deux extrémités aux montants en serrant fermement deux (2) des vis fournies. **AVIS :** lors de l'installation dans l'espace bain/douche, appliquer une couche de mastic silicone sur l'arrière du flasque de montage avant d'insérer et serrer les vis, afin d'éviter les dégâts d'eau.

Sujete ambos extremos a los montantes al apretar bien dos (2) de los tornillos que se incluyen. **AVISO:** Al instalar en el área de la ducha/bañera, aplique una gota de sellante de silicón en la parte trasera de la brida de montaje antes de insertar y apretar los tornillos para ayudar a prevenir daños a causa del agua.



4
Wall Anchor Method / Méthode d'ancrage mural / Método de anclaje para pared
 Use the #10-24 machine screws that are supplied with the wall anchor to fasten the product to each wall anchor. Three (3) machine screws are needed to fasten the product to the wall anchor and they need to be securely fastened with a #2 Phillips screwdriver.

Utilisez les vis à métaux #10-24 fournies avec l'ancrage mural pour fixer le produit à chaque ancrage mural. Trois (3) vis à métaux sont nécessaires pour fixer le produit à l'ancrage mural et elles doivent être solidement fixées à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2.

Utilice los tornillos maquinados #10-24 proporcionados con los anclajes de pared para fijar el producto a cada anclaje. Se requieren tres (3) tornillos maquinados para fijar el producto a cada anclaje de pared y deben ser apretados firmemente con un destornillador Phillips #2.

NOTICE / AVIS / AVISO

Installer: Leave these instructions with the user. When installing assist bar in shower or bathing area, apply a bead of silicone sealant around the back of the mounting posts before inserting and tightening screws. This will help prevent water from leaking behind wall and damaging wall board.

Installateur : Laissez ces instructions à l'utilisateur. Lors de l'installation de la Barre d'assistance dans la douche ou la baignoire, appliquez un cordon de silicone autour de l'arrière des poteaux de montage avant d'insérer et de serrer les vis. Cela aidera à empêcher la fuite d'eau derrière le mur et d'endommager le mur de gypse.

Instalador: Deje estas instrucciones al usuario. Al instalar la barra de sujeción en un área de la bañera o de la regadera, aplique una gota de sellante de silicona alrededor de la parte trasera de los postes de montaje antes de insertar y apretar los tornillos. Esto ayudará a evitar que el agua se salga detrás de la pared y dañe el panel de tablaroca de la pared.

INFORMATIONS IMPORTANTES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Lisez toutes les instructions et les avertissements avant de commencer l'installation de cette Barre d'appui. Conservez ce manuel d'instructions pour référence future.

⚠ AVERTISSEMENT Pour réduire les risques de blessures, lisez bien et comprenez toutes les informations et instructions fournies dans ce Livret d'instructions. Si vous ne comprenez pas toutes les informations et/ou instructions d'installation, contactez un professionnel pour de l'aide avant de tenter l'installation.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR L'INSTALLATION

⚠ AVERTISSEMENT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE! COUPER OU PERFORER UN CORDON OU UN CÂBLE ÉLECTRIQUE PEUT CAUSER LA MORT, DES BLESSURES CORPORELLES GRAVES ET LE FEU! Assurez-vous TOUJOURS que la zone derrière la surface de montage est exempte de fils et de câbles électriques avant de forer ou d'installer des attaches. La bonne installation est extrêmement importante. En cas de doute, l'installation doit être effectuée par un professionnel qualifié.

⚠ AVERTISSEMENT Pour éviter les blessures aux yeux, portez des lunettes de sécurité lors de l'installation de la Barre d'appui.

⚠ AVERTISSEMENT Pour aider à réduire les risques de blessures graves, lisez et respectez toutes les informations et les instructions de sécurité. La Barre d'appui fournira la quantité d'appui selon la conception seulement si ces instructions d'installation sont strictement suivies.

- La Barre d'appui a été conçue et testée pour une utilisation à l'intérieure de la salle de bain. Les barres d'appui ajoutent la sécurité pour la baignoire et la toilette si elles sont fixées selon les instructions. L'emplacement, la taille et l'angle des barres doivent être déterminés par un professionnel qualifié pour optimiser la sécurité et la fonctionnalité. Cette Barre d'appui peut être installée dans la salle de bain. Les recommandations de placement sont disponibles à notre site Web www.LibertyHardware.com.
- Les deux extrémités **DOIVENT** être fixées sur un montant. N'utilisez pas de chevilles de plastique, boulons à bascule ou dispositifs similaires. Si un ancre mural doit être utilisé, la pratique la plus sûre consiste à avoir un côté de la Barre d'appui fixée à un montant.
- Au moins deux (2) des trois (3) vis à chaque extrémité de la Barre d'appui **DOIVENT** passer à travers le panneau mural ou le carrelage et être bien vissées dans le montant ou les blocs de bois, à moins d'utiliser un ancre mural.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR L'UTILISATION DE LA BARRE D'APPUI

⚠ AVERTISSEMENT Cette Barre d'appui peut fournir un soutien et une stabilité accrus pour une personne pesant jusqu'à 500 livres. Les barres d'appui **NE SONT PAS** conçues pour supporter le poids total d'un individu. Pour réduire la probabilité de chute ou de blessures graves en raison de la défaillance de la Barre d'appui :

- Utilisez la Barre d'appui **UNIQUEMENT** pour de l'assistance.
- **NE JAMAIS** s'asseoir sur ou monter sur la Barre d'appui.
- **NE JAMAIS** utiliser la Barre d'appui comme une marche ou une plate-forme pour atteindre une zone située au-dessus de la barre.

⚠ AVERTISSEMENT Une chute peut causer une blessure grave.

Pour réduire ce risque :

- Saisissez la Barre d'appui en sortant ou en entrant dans la baignoire ou en vous assoyant ou vous levant de la toilette.
- Soyez prudent sur les surfaces mouillées de baignoire ou de plancher. Les surfaces mouillées de baignoire ou de plancher augmentent le risque de chute.
- Supervisez et aidez les utilisateurs ayant des capacités physiques limitées dans les salles de bain et de toilette, même lors de l'utilisation de barres d'appui.
- **NE PAS** utiliser la Barre d'appui si elle semble desserrée. Après **TOUT** réglage, réparation ou entretien et **AVANT** l'utilisation, assurez-vous que toute la boulonnerie de fixation est bien serrée

SOINS ET ENTRETIEN

- Le savon doux et l'eau **SEULEMENT** sont recommandés pour le nettoyage.
- Inspectez régulièrement la Barre d'appui pour déceler des dommages ou le desserrement.

IMPORTANTE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones y advertencias antes de empezar la instalación de esta Barra de agarre. Guarde este folleto de instrucciones para consultarlo en el futuro.

⚠ ADVERTENCIA Para reducir la probabilidad de sufrir lesiones, lea minuciosamente y entienda toda la información de seguridad, y las instrucciones que se proporcionan en este folleto de instrucciones. Si no puede entender parte de la información de seguridad o de las instrucciones de instalación, comuníquese con un profesional para obtener ayuda antes de intentar realizar la instalación.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN

⚠ ADVERTENCIA ¡RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO! ¡CORTAR O PERFORAR LOS CORDONES O CABLES ELÉCTRICOS PUEDE CAUSAR LA MUERTE, LESIONES PERSONALES GRAVES, LA MUERTE E INCENDIO! SIEMPRE asegúrese de que el área detrás de la superficie de montaje esté libre de alambres y cables eléctricos antes de perforar o instalar afianzadores. Es extremadamente importante instalarlo correctamente. Si tiene dudas, un profesional calificado debe hacer la instalación.

⚠ ADVERTENCIA Para evitar lesiones en los ojos, use gafas de seguridad durante la instalación de la Barra de agarre.

⚠ ADVERTENCIA Para contribuir a reducir la probabilidad de sufrir lesiones graves, lea y cumpla con toda la información de seguridad y las instrucciones. Es posible que la Barra de agarre no provea la cantidad designada de soporte, a menos que siga las instrucciones de instalación estrictamente.

- La Barra de agarre fue diseñada y probada para el uso en el interior del baño. Las Barras de agarre agregan seguridad a las áreas de baño e inodoro si se colocan según las instrucciones. Un profesional calificado debe determinar la ubicación, el tamaño y el ángulo de las barras para proveer seguridad, y funcionamiento óptimos. La Barra de agarre se puede instalar en el área de baño. Para ver las recomendaciones de colocación, visite nuestro sitio web en www.LibertyHardware.com.
- Ambos extremos **SE DEBEN** asegurar a un montante de pared. **NO** utilice anclajes de plástico, pemos acodados o dispositivos similares. Si debe usar un anclaje para pared, la práctica más segura es que un lado de la barra de sujeción quede sujetado a un montante de pared.
- Al menos dos (2) de los tres (3) tornillos a cada extremo de la Barra de agarre **DEBEN** atravesar el panel de tablaroca o el azulejo y estar bien apretados en el montante de pared o bloque de madera, a menos que se use un anclaje para pared.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PARA USAR LA BARRA DE AGARRE

⚠ ADVERTENCIA Esta Barra de agarre puede proveer apoyo y mayor estabilidad para una persona que pesa hasta 226.796 kg (500 libras). Las Barras de agarre **NO** están diseñadas para sostener el peso total de una persona. Para reducir la probabilidad de sufrir lesiones graves por caídas debido a una falla de la Barra de agarre:

- Use la Barra de agarre **SOLO** como ayuda.
- **NO** se apoye, no se siente ni se pare en la Barra de agarre.
- **NO** use la Barra de agarre como grada o plataforma para alcanzar un área sobre la barra.

⚠ ADVERTENCIA Las caídas pueden causar una lesión grave. Para reducir ese riesgo:

- Sosténgase de la Barra de agarre al salir o entrar a la bañera o al sentarse o levantarse del inodoro.

- Tenga precaución en las superficies húmedas del piso o de la bañera. Las superficies húmedas del piso o de la bañera aumentan el riesgo de una caída.
- Supervise o ayude a los usuarios con capacidades físicas limitadas en las áreas de la bañera y del inodoro, incluso al usar Barras de agarre.
- **NO** use la Barra de agarre si observa que está floja. Después de **CUALQUIER** ajuste, reparación o servicio y **ANTES** del uso, asegúrese de que los accesorios de sujeción estén bien apretados.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- El uso de jabón suave y agua **SOLO** se recomienda para la limpieza.
- Inspeccione periódicamente la barra de sujeción para ver si tiene daño o si está floja.

Warranty Information

Liberty Hardware® Manufacturing Corporation LIMITED LIFETIME WARRANTY

Subject to the terms of this warranty, Liberty Hardware® Manufacturing Corporation ("Liberty Hardware") warrants to the original consumer purchaser ("You") that the product will be free from defects in material and workmanship. If the product does not comply with this warranty, Liberty Hardware will repair or replace the product or, at Liberty Hardware's option, refund the purchase price. Repair, replacement, or refund of the original purchase price is your sole remedy under this or any other warranty on the product, whether expressed or implied.

Limited Warranty Period. The warranty period is for the Ten (10) years to the original consumer purchase.

Limitations on the Warranty. The warranty does not cover: (a) normal wear and tear; (b) damage through abuse, neglect, misuse, or as a result of any accident or act of God; (c) improper installation or maintenance; (d) commercial, industrial, institutional or other nonresidential use; or (e) products altered without Liberty Hardware's prior written consent. This warranty is not transferable.

Obligations of Purchaser. If this product does not meet its warranty, return the product (postage prepaid) to the distributor or retailer from which it was purchased with proof of purchase and a written claim briefly describing the defect. You may be required to provide other information or evidence of the defect. Any returned product that is replaced or refunded becomes the property of Liberty Hardware.

Limitations on Implied Warranties. IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE SAME DURATION AS THIS EXPRESS WARRANTY; OTHERWISE, LIBERTY HARDWARE DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to You.

Disclaimer. NO OTHER EXPRESS WARRANTY HAS BEEN MADE OR WILL BE MADE ON BEHALF OF LIBERTY HARDWARE WITH RESPECT TO THE PRODUCT. LIBERTY HARDWARE SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHETHER ARISING OUT OF BREACH OF WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, OR OTHERWISE. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages of an implied warranty so the above exclusion and limitation may not apply to You.

State Law. This warranty gives you specific legal rights, and You also may have other rights, which vary from state to state.

Información de la garantía

Liberty Hardware® Manufacturing Corporation GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Sujeto a las condiciones de esta garantía, el fabricante Liberty Hardware® Manufacturing Corporation ("Liberty Hardware") le garantiza al comprador original ("Usted") que el producto no tendrá ningún defecto en los materiales ni en la mano de obra. Si el producto no cumple con esta garantía, Liberty Hardware reparará o reemplazará el producto o, a decisión de Liberty Hardware, le reembolsará el costo de la compra. Su único remedio bajo ésta u otra garantía del producto, bien sea explícita o implícita, es la reparación, el reemplazo o el reembolso de la compra original.

Plazo de la Garantía Limitada. El periodo de garantía es de Diez (10) años a partir de la fecha de compra original por el consumidor.

Limitaciones de la Garantía. Esta garantía no cubre: (a) el uso y desgaste normal; (b) los daños causados por abuso, negligencia, uso indebido u ocasionados por un accidente o caso fortuito; (c) la instalación o mantenimiento indebido; (d) el uso comercial, industrial, institucional u otro que no sea el residencial; o (e) la alteración de productos sin el permiso previo por escrito de Liberty Hardware. Esta garantía no es transferible.

Obligaciones del Comprador. Si este producto no cumple con su garantía, devuelva el producto (con el franqueo prepagado) al distribuidor o vendedor en donde compró el producto con un recibo de la venta y un reclamo que describa brevemente el defecto. También podría tener que proporcionar otra información o comprobante del defecto. Cualquier producto devuelto que sea reemplazado o reembolsado se convertirá en propiedad de Liberty Hardware.

Limitaciones en Garantías Implícitas. LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS A LA MISMA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA EXPLÍCITA; DE LO CONTRARIO, LIBERTY HARDWARE RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS. Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de las garantías implícitas, y por lo tanto esta limitación descrita podría no aplicarle a Usted.

Renuncia. NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPLÍCITA HA SIDO HECHA O SERÁ HECHA EN NOMBRE DE LIBERTY HARDWARE EN CUANTO AL PRODUCTO. LIBERTY HARDWARE NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS ESPECIALES, FORTUITOS O CONSECUENTES SI RESULTAN O NO DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA O DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O DE OTRAS. Algunos estados no permiten la exclusión de daños fortuitos o consecuentes en una garantía implícita, y por lo tanto la exclusión y limitación descrita podrían no aplicarle a Usted.

Ley Estatal. Esta garantía le da a usted derechos legales específicos y Usted también podría tener otros derechos, los cuales varían de un estado al otro.

Renseignements sur la garantie

GARANTIE À VIE LIMITÉE DE LIBERTY HARDWARE® MANUFACTURING CORPORATION

Sous réserve des conditions de cette garantie, Liberty Hardware® Manufacturing Corporation (« Liberty Hardware ») garantit à l'acheteur d'origine (« Vous ») que le produit n'aura pas de vice de matériaux et de fabrication. Si le produit ne se conforme pas à cette garantie, Liberty Hardware réparera ou remplacera le produit ou, au choix de Liberty Hardware, remboursera le prix d'achat. La réparation, le remplacement ou le remboursement du prix d'achat original est votre seul et unique recours au titre de cette garantie ou de toute autre garantie du produit, qu'elle soit explicite ou implicite.

Période de garantie limitée La période de garantie est de Dix (10) ans à compter de la date d'achat d'origine par le consommateur.

Limitations de la garantie. Cette garantie ne couvre pas : (a) usure normale ; (b) les dommages résultant d'un mauvais traitement, d'une négligence, d'une mauvaise utilisation ou de tout accident ou catastrophe naturelle ; (c) mauvaise installation ou mauvais entretien ; (d) utilisation commerciale, industrielle, institutionnelle ou non résidentielle ; ou (e) produits modifiés sans l'autorisation préalable par écrit de Liberty Hardware. Cette garantie n'est pas transférable.

Obligations de l'acheteur. Si ce produit n'est pas conforme à sa garantie, renvoyez-le (affranchi) au concessionnaire ou détaillant où le produit a été acheté, accompagné de la preuve d'achat et d'une réclamation par écrit décrivant brièvement le défaut. Il se peut que l'on vous demande de fournir d'autres renseignements ou preuves du défaut. Tout produit renvoyé qui a été remplacé ou remboursé devient la propriété de Liberty Hardware.

Limitations des garanties implicites. LES GARANTIES IMPLÍCITES, NOTAMMENT TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES PAR LA MÊME DURÉE QUE CETTE GARANTIE EXPLÍCITE ; AUTREMENT, LIBERTY HARDWARE DÉSAVOUE TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLÍCITES. Certains États ne permettant pas de limites sur la durée d'une garantie implicite, les limitations ci-dessus ne sont peut-être pas applicables.

Avis de non-responsabilité. AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPLÍCITE N'A ÉTÉ FAITE OU NE SERA FAITE AU NOM DE LIBERTY HARDWARE RELATIVEMENT À CE PRODUIT. LIBERTY HARDWARE NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS OU ACCESSOIRES QU'ILS SOIENT PROVOQUÉS PAR UNE INOBSERVATION DE GARANTIE, UNE RUPTURE DE CONTRAT OU AUTRE. Certains États ne permettent pas l'exclusion de dommages accessoires ou indirects d'une garantie implicite, par conséquent, les exclusions et limitations ci-dessus ne sont peut-être pas applicables.

Droit national : Cette garantie vous confère des droits précis auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits variant d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre.